

Canales

Canal 1 → EEG

Canal 2 → ECG

Configuración

Canal 1: Electroencefalograma 100 Hz (Filtro de Red)

Canal 2: Electrocardiograma (0.5 - 150 Hz)

Fs = 1000 Hz (Tanto para el canal 1 y 2)

Tiempo de adquisición para la señal de calibración: 1 minuto

Tiempo de adquisición para la señal de relajación-estrés: 2 minutos (1 de relajación, 1 de estrés)

Toma de datos

En la primera toma se debe configurar su tiempo de adquisición para que sea 1 minuto, este será nuestro archivo acq de calibración en el cual el paciente deberá estar en estado de reposo sin ninguna interrupción o alteración, se le deberá agregar el nombre que se le ponga a este archivo en el código en la línea 441.

Después de esta primera toma de datos y con el archivo ya guardado se borra el gráfico y se cambiara la configuracion para que sean 2 minutos, el primer minuto deberá ser igual de relajación y en el segundo minuto se la haran preguntas matemáticas o algunas otras preguntas de razonamiento lógico para poder hacer que el paciente haga un procesamiento cognitivo alterando la señal eeg.